# 高温恒温油槽 Economy Oil Baths | 投入式恒温器组合

BZ100/100D/200/300 · BF601

Made in Japan

使用温度范围 室温+5~180℃

## 投入式恒温器BF601和4种不锈钢实验槽的组合。

通过油/水共用的投入式恒温器BF601与不锈 钢实验槽的组合,可作为水浴或油浴使用。

● 通过设定容易的对话型按键可任意选择1-3 的程序运行。

拥有喷流搅拌功能。

使用温度范围为室温+5°C~180°C。 12L~27L共4种可选。



### 规格

型号	容量	尺寸(宽×深×高mm)
BZ100	12L	230×390×150mm
BZ100D	13L	240×300×200mm
BZ200	20L	300×500×150mm
BZ300	27L	300×500×200mm

# 高温恒温油浴 Economy Oil Baths | 不锈钢制

BO500

使用温度范围 室温+5~199℃

### 不锈钢制高温恒温油浴。

- 为了防止触碰造成烫伤,在水槽底部有保护膜
- 有本机专用的磁力搅拌器(MB800型)

#### 规格

型号		BO500
性能	使用温度范围	室温+5℃~199℃
能	温度调节精度	±0.5°C
	内槽	不锈钢
	温度调节器	PID控制
构成	温度传感器	Pt100
成	温度设定方式	数码设定
	湿度显示方式	玻璃温度计
	加热器	加热管 700W
	槽内容量	约5.2L
	水槽尺寸	Φ240×高130mm
规格	外形尺寸	W250×D290×H130mm
	重量	约1.4kg
	电源	AC100V 8A



灭菌器	1
造粒 干燥装置	2
马弗炉	3
 恒温箱 干燥箱	4
 恒温 培养箱	5
等离子 装置	6
 纯水 制造装置	7
恒温水槽	8
恒温水槽  恒温 水循环	9
恒温	
恒温 水循环  旋转	9
恒温 水循环 旋转 蒸发仪 冷冻干燥	9
水循环 蒸发 冷冻干燥阱 ~	9 10 11
恒循 水	9 10 11 12

选购品 17